

CHN元素分析装置 (PERKIN ELMER 2400II)

当部門の元素分析は、オペレータによる依頼分析のみです。これからご利用を検討している方は、ぜひご参加下さい。元素分析装置の見学会も行います。

【対象機器】 CHN元素分析装置(PERKIN ELMER 2400II)

【装置概要】 有機化合物を構成する主要元素を、燃焼分解によって定量的に H₂O、CO₂、N₂ 等に変換し、熱伝導度検出器を用いて C、H、N等の含有量を求める。

【日 時】 平成27年 5月20日(水) 14:30 ～ 15:30

【場 所】 コラボレーション・センター棟2階 講習室、測定室

【概 要】 1. 利用説明会 14:30 ～ 15:00
2. 見学会(希望者のみ) 15:00 ～ 15:30

【講 師】 分析計測分野 助手 小坂 恵

【申込方法】 参加ご希望の方は、5月18日(月)までに、下記宛メールもしくは、お電話でお申し込みください。分析計測分野(内線8747)
kikibun@cc.okayama-u.ac.jp (本件担当 小坂)



E-mail



Web

